

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR300

HBP 1120



OMRON

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR300

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIA

H

4h

SD

Batterie



DIAGNOSTICS

HBP 1120

Le HBP 1120 possède un écran large LCD orienté verticalement pour une lecture facile des résultats.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran
- ◆ Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique
- ◆ Fonctionne sur batterie rechargeable ou secteur avec un transformateur fourni
- ◆ Fourni avec : pack batterie – 1 brassard MLB 22-32cm – mode d'emploi multilingue – Adaptateur Secteur
- ◆ Indicateur de battement irrégulier
- ◆ Facilité d'utilisation pour un usage régulier
- ◆ Fonctionne avec une large gamme de brassard (12 à 50 cm)
- ◆ Fonction indicateur Zéro
- ◆ Détection des mouvements

ACCESSOIRES

- OMR302** Brassard 12-18 cm **OMR304** Brassard 22-32 cm **OMR306** Brassard 42-50 cm
OMR303 Brassard 17-22 cm **OMR305** Brassard 32-42 cm **OMR318** Adaptateur secteur pour HBP1120

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Batterie |
| ◆ Dimensions | : 130x175 x120 mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : 510g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 4015672111318 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

www.fracito.net