


ÉLECTRODES INDIVIDUELLES


POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE




1 - Assurez-vous que la peau est propre, sèche, sans aucune crème ou lotion.



2 - Retirer l'électrode de son support en la saisissant par le bord ou l'onglet prévu à cet effet.



3 - Insérer la fiche banane du câble de stimulation dans la connectique de l'électrode en saisissant fermement les coques plastiques.



4 - Repositionner toujours l'électrode sur la face ON du support plastifié.



RECOMMANDATIONS :

- Ne jamais plonger l'électrode dans l'eau.
- Ne jamais décoller l'électrode de son support en saisissant le câble de connectique.
- Ne jamais déconnecter l'électrode en tirant sur les câbles de connexion.
- Toujours repositionner les électrodes dans leur emballage d'origine et les stocker à température ambiante.
- Des électrodes pour peaux sensibles sont recommandées en cas d'allergies.
- La taille des électrodes à privilégier dépend de la zone anatomique stimulée.

**PAR MESURE D'HYGIÈNE, VOTRE KINÉ VOUS PROPOSE
D'ACQUÉRIR DES ÉLECTRODES INDIVIDUELLES POUR
VOS TRAITEMENTS EN ÉLECTROTHÉRAPIE.
DEMANDEZ CONSEIL.**

