

gymna[®]

ÉDITION LIMITÉE

gymna.PRO

Édition Optima


FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x b)	206 x 67 cm
Poids	+/- 87 kg (D4) / +/- 99 kg (T5) / +/- 102 kg (T7)
Réglage en hauteur	± 47 - 97 cm
Capacité de levage	Max. 200 kg
Puissance du moteur	8 kN
Utilisation du moteur	Max. 2 min. en marche / 18 min. à l'arrêt
Tension secteur	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Consommation électrique	Max. 3,0 A
Classe d'isolation	Class II
Parties appliquées	Type BF
Résistance à l'humidité	IP 21
Châssis	Cadre en acier, thermolaqué RAL 9016 (blanc)
Finition des coussins	Progressive, matelassage double 100 kg/m ³ et 40 kg/m ³
Revêtement	Premium : PU, sans phtalates, biocompatible, résistant à l'usure et ignifuge. Couleurs : Caramel Latte, Ash Black et Midnight Blue.
Classification	Class I
Conformité	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Directives CE 2017/745 (MDR) & 2012/19/EG 2011/65/EU"
Garantie	Table 3 ans, revêtement Premium 3 ans


Fonctionnalités

gymna.PRO Édition Optima	D4	T5	T7
Table à 2 sections	●		
Table à 3 sections		●	●
Accoudoirs réglables en synchronisation	●	●	●
Appuis latéraux			●
Réglage de hauteur électrique i-Control	●	●	●
Interrupteur de sécurité	●	●	●
Ouverture faciale Ergomax	●	●	●
Roulettes avec mécanisme de verrouillage	●	●	●
Revêtement PU haut de gamme	●	●	●
Coussins progressifs avec chauffage	●	●	●





Dimensions

gymna.PRO D4



Dimensions

gymna.PRO T5



Dimensions

gymna.PRO T7

